



MEDICINA ESTÉTICA

Importante auxiliar em procedimentos como:

- Escleroterapia
- Aplicação de Toxina Botulínica ou Ácido Hialurônico



- Vê os vasos até 10 mm de profundidade visualizando o que acontece durante o procedimento.
- Total acesso a todo sistema vascular do paciente identificando as "invisíveis" e profundas nutritivas, raiz principal de certas patologias.
- Você vê o movimento dos fluidos nos vasos durante o procedimento (ex. escleroterapia) ou garante que o profissional não atinja os vasos quando isto é importante (ex. aplicação de Toxina Botulínica/Ácido Hialurônico).

- Evita potenciais infiltrações e hematomas. Fundamental em estética.
- Potencializa resultados evitando tratamentos adicionais – o paciente entende claramente esta vantagem.
- Aumenta a segurança e satisfação do paciente com consequente aumento do efeito "boca a boca".
- O uso durante as consultas iniciais ajudam o paciente a entender e aderir ao tratamento.

Nós temos usado o VeinViewer por 18 meses e o adoramos. Nós o usamos predominantemente para veias reticulares identificando as veias que alimentam os grandes grupos de "spider" (telangiectasias). Também é muito útil para o plexo venoso subcutâneo lateral. Mais importante ainda - os pacientes absolutamente amam a tecnologia e acho que isso nos legitima como especialistas em veias.

Dr. William Schuh, MD
Vein Care Institute
Denver, CO, USA

Near-Infrared Imaging of Veins in Facial Injection of Botulinum Toxin and Hyaluronic Acid"

GUILLERMO BLUGERMAN, MD, DIEGO SCHAPELZON, MD, AND JULIÁN ÁLVAREZ, MD

“ O uso desta tecnologia em nossos pacientes deve reduzir a incidência de efeitos secundários (principalmente hematomas), ajudar a prevenir complicações graves tais como a oclusão vascular, e melhorar os resultados de tratamentos minimamente invasivos faciais, tais como aplicação de toxina botulínica e ácido Hialurônico.”

Saiba mais em: www.gpsvacular.com.br



A utilização direta de dispositivo de infravermelho FLEX durante a injeção de toxina para rugas peri-orbitais.

Como Funciona?

VeinViewer usa luz infravermelha (NIR) e outras tecnologias patenteadas para detectar sangue subcutâneo, criando uma imagem digital das veias do paciente e projetando-as diretamente sobre a superfície da pele em tempo real

Leia as Evidências

VeinViewer é o único dispositivo de projeção de imagem vascular direta clinicamente comprovado para melhorar o acesso vascular periférico, reduzindo o número de perfurações e o aumento da satisfação do paciente.

VeinViewer
Flex



Vendido em 2 Versões – Básico (apenas imagem Universal) e Completo (com todos os modos de imagem mais a câmera fotográfica digital).

KIT STANDARD COM ITENS DE SÉRIE:

- 2 Clamps e 2 Braços Flexíveis
- 2 Baterias de carga rápida
- Carregador de Bateria
- Adaptador AC Bi-volt
- Correia de Pulso
- Case de armazenamento do Flex
- Cabo USB (para conexão do Flex com o PC)
- VeinViewer Flex PC Software (CD)

Acessórios opcionais:

- Travel Case (maleta grande) • Carregador de carro

1. Acesso ao sistema ASSESS de modos de imagem, inclusive máquina fotográfica com memória para 200 fotos (apenas na Versão Completa).
2. Funciona com bateria ou energia AC
3. Bateria de troca rápida
4. Braços flexíveis para possibilitar ter as mãos livres durante o procedimento

ESPECIFICAÇÕES

Profundidade de Visualização	Até 10mm
Brilho	6 lúmens
Resolução	De acordo com o teste: Projetado para mesmas especificações de precisão do VeinViewer Vision, ~ 97% de precisão da largura da veia comparado com o ultrassom
Fonte de Energia	Bateria ou AC (tomada)
Vida Útil da Bateria	Até 2 horas contínuas (cada bateria)
Dimensões	29,21 x 3,81 x 9,65 centímetros
Peso	730 gramas
Durabilidade	Teste de queda pela IEC / UL 60601-1



5. Teste de queda pela regra IEC / UL 60601-1 - qualidade e durabilidade

VeinViewer Flex é classificado como um dispositivo classe "EMC Classe B" e é apropriado para utilização em todos os ambientes - profissional e doméstico.

VISUALIZE VASOS
com até
10mm
de profundidade

“ Um novo dispositivo de visualização vascular por luz infravermelha (**VeinViewer® Flex**), que aumenta a visibilidade de vasos (...) da superfície da pele, pode ser muito útil no procedimento.”

MINIMIZING BRUISING FOLLOWING FILLERS AND OTHER COSMETIC INJECTABLES

Michael Shane Hamman, MD; Mitchel P. Goldman, MD

J Clin Aesthet Dermatol. 2013;6(8);16-18

ANVISA: 80117580330

Hemocat
Colocamos nosso coração em tudo o que fazemos.

Hemocat Matriz
Rua Ewerton Visco, 324, 12º Andar, Caminho das Árvores, Salvador - BA - Brasil - CEP 41.820-022
Tel: 71 3341-4775

Hemocat - Sudeste
Rua do Paraíso, 441 - Paraíso, São Paulo - SP - Brasil, CEP: 04.103-000
Tel: 11 3884-7812

Accesse: www.hemocat.com.br www.gpsvacular.com.br